



精密可程式烘箱



万博品系



BXH-S系列

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址：上海市中山北路198号申航大厦9层
联系电话：021-56980111 传真：021-56303876
公司邮箱：boxun@boxun.com.cn
公司网址：www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们



精密可程式烘箱 >>

BXH-S系列

应用范围


利用箱体内的热辐射和空气循环对流实现对物品的干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化、老化、除热源、植物组织杀青。应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究、电气、仪器仪表、电子元器件、高分子材料、塑胶、航空、机械、化工等领域。

产品特点


- 5寸高清触摸屏, BRIGHT II智能操作系统, 可根据环境改变, 对控制参数值进行自动补偿
- 带有数据储存功能, 可储存400万条数据, 并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份, 并对数据进行追溯
- 多级密码管理功能, 防止随意操作
- 带有预约功能, 可按照农历时间进行预约
- 带有程序升温功能, 可控制升温 and 降温速率
- 双重超温报警功能 (a. 通过温度传感器系统控制, b. 独立温控开关), 确保设备无人值守时的安全运行
- 可编程序序设计, 可设置30段99周期
- 电动10段控制排风口开度, 可满足不同换气速率需求
- 风机6段调速, 可保证实验样品不同风速的要求, 避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
- 可实时查看仪器温度记录数据和曲线, 报警记录信息等

结构特点

- 预热腔设计, 空气加热混合后直接进入工作室, 确保快速升温及良好的热分布效果
- 旋转式两级锁紧结构, 保证门与进口封条贴合度更高, 达到良好的密封性
- 采用铝箔全封闭5cm超厚保温层, 保温效果好, 玻璃纤维零泄漏, 适合洁净实验室使用
- 抽屉式搁板设计, 方便放样、取样, 支持任意定位, 搁板采用加强型设计, 负载能力提高1.5倍以上
- 腔体四角采用圆角设计, 搁架筒易拆卸, 方便清洁
- 标配2路485接口和1个USB接口
- 可选配打印机、在线监控平台、进出风过滤器、GPRS短信报警



操作主界面




数据曲线查看

性能参数	型号	BXH-65S	BXH-130S	BXH-280S	BXH-450S	BXH-530S
容积/功率 电源电压	容积 (L)	64	129	284	452	530
	额定功率 (kW)	1.5	1.8	2.7	3.5	3.5
	电源电压 (V)	AC 220V±10V-50/60Hz				
性能指示	控温范围 (°C)	室温+5~300				
	温度波动度 (°C)	±0.3	±0.3	±0.5	±0.5	±0.5
	温度均匀度 (°C)	±2	±1.9	±2.2	±2.5	±2.5
	升温时间 (min)	17	20	20	22	22
	30S恢复时间 (min)	7	8	8	9	9
	定时范围 (min/h)	0-6000				
	预约范围 (min)	公历预约				
内胆尺寸	长度 (mm)	410	570	720	600	1070
	宽度 (mm)	350	400	530	580	595
	高度 (mm)	450	570	745	1300	835
外形尺寸	长度 (mm)	575	735	885	774	1235
	宽度 (mm)	608	658	788	845	850
	高度 (mm)	637	757	932	1574	1080
载物托架	托架数量 (标配/最多)	2/5	2/7	3/9	4/13	3/12
	每层承重 (kg)	25				
	是否支持重叠放/层数	是/两层	是/两层	否	否	否
货运信息	毛重 (kg)	69	82	116	173	/
	净重 (kg)	48	61	93	144	/
	外包装尺寸 (mm)	655x728x677	815x778x797	965x908x972	854x965x1614	/



U盘导出界面



预约计时界面